

Tristel Trio™

Wipes System

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Advanced Tactile Imaging	腔内超声探头	未有指定系列	Vaginal Tactile Imager (VTI)
Bard	超声单元	未有指定系列	Site~Rite 8
	皮肤表面探头	未有指定系列	32MM Linear Probe and 20MM Linear Probe
BK Medical / BK Ultrasound	皮肤表面探头	BK3000/BK5000	6C2, 6C2s, 9C2, 14L3, 13L4W, 10L2W, 18L5, 8L2
	腔内超声探头		E13C2, E14C4t, E14C4, E14 CL4b, E10C4, 20R3, X14L4
	术中超声探头		I14C5I, I14C5T, I12C5b, I12C4f
			N13C5, N11C5s, X18L5s, X12C4
	皮肤表面探头		5P1
	超声探头	Flex Focus & Pro Focus	8809, 8814, 8815, 8816, 8824, 8826, 8836, 8862, 8863, 2050, 2052, 8808, 8808e, 8818, 8838, 8848
Carestream	皮肤表面探头	Touch Prime	6C2, 6C2s, 9C2, 5P1, N13C5, 8L2
	术中超声探头		18L5s, 18L5, 14L3, 13L4W, 10L2W
	腔内超声探头		E14C4t, E14C4, E14CL4b, E10C4
Clarius Mobile Health	手持式超声扫描仪	未有指定系列	Clarius Scanner
			Arthrex Synergy MSK
Echosens	FibroScan and 超声单元	FibroScan 520 TOUCH	M6.0, D5-1268, M3.5, D7-1257, M2.5, D10-1269
Esaote	腔内超声探头	未有指定系列	EC123*, EC1123*
	术中超声探头	未有指定系列	IOE323*
	经食道超声探头	未有指定系列	TEE022*, TEE122*
Exact Imaging	腔内超声探头	ExactVu	EV9C, EV29L
Fujifilm	腔内超声探头	超声波迷你探头系统	PB-2020 M
GE Healthcare	超声探头	Logiq系统 - E9	C1-5-D, C1-6-D, C2-9-D, M6C-D, IC5-9-D, 9L-D, 11L-D, ML6-15-D, L8-18i-D, 6S-D, 6S-D, RAB2-5-D, RAB4-8-D, RIC5-9-D
		Logiq系统 - S8	C1-5-D, IC5-9-D, 9L-D, ML6-15-D
		Logiq系统 - S7	C1-5-D, 8C, IC5-9-D, 9L-D, 11L-D, ML6-15, L8-18i-D, RAB4-8-D
		Logiq P系列	4C, 5CS, 8C, BE9CS, E8C, E8CS, 8L, 9L, 11L, ML6-15, I739, T739, 3S, 5S, 6S, 7S, 4D3C-L, 4D5C-L, 4DE7C
		Logiq C系列	C2-5-RC, E8CS-RC, L6-12-RC, 3S-RC
		Logiq A系列	3.5CS, 5CS, 8C, BE9CS, E8CS, 8L, 9L, 10L, 11L, 12L, I739, T739, 3S, 5S, 7S
		Logiq E系列	4C-RS, 8C-RS, E8C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, i12L-RS, L8-18i-RS, I739-RS, T739-RS, 3S-RS, 6S-RS
		Vivid E9	4C-D, 9L-D, 11L-D, ML6-15-D, 6S-D, 12S-D, 4V-D
		Vivid P系列	4C, 5CS, 8C, E8CS, 8L, 11L, T739, 3S, 6S
		Vivid S系列	4C-RS, 8C-RS, E8C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, 3S-RS, 3Sc-RS, 5S-RS, 6S-RS, 7S-RS, 12S-RS, M4S-RS

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
GE Healthcare	超声探头	Vivid e/i/q系列	4C-RS, 8C-RS, E8C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, 3S-RS, 3Sc-RS, 5S-RS, 6S-RS, 7S-RS, 12S-RS, 12S-RS, M4S-RS
		Voluson Expert系列	AB2-7-D, 4C-D, C1-5-D, C4-8-D, M6C-D, IC5-9-D, 9L-D, 11L-D, ML6-15-D, 3S-D, RAB2-5-D, RAB4-8-D, RIC5-9-D, RIC6-12-D, RRE5-10-D
		Voluson Performance系列	4C-RS, E8C-RS, 12L-RS, 3Sc-RS, RAB2-5-RS, RIC5-9W-RS
		Voluson Signature系列	4C-RS, AB2-7-RS, C1-5-RS, 8C-RS, E8C-RS, 9L-RS, 12L-RS, ML6-15-RS, 3Sc-RS, RAB2-5-RS, RAB4-8-RS, RIC5-9W-RS
		Venue 40系列	4C-SC, E8CS-SC, 12L-SC, L8-18i-SC, 3S-SC
	经食道超声探头	未有指定系列	6T, 6T-RS, 6Tc, 6Tc-RS, 6Tv, 9T, 9T-RS, 6VT-D
Hitachi	超声探头	未有指定系列	C22l, C22K, C22P, C22T, C25, C251, C252, C25P, C35, C41, C41B, C41L47RP, C41RP, C41V, C41V1, C42, C42K, C42T, CC41R, CC41R1, CL4416R, L34, L43K, L44, L441, L44K, L44LA1, L46K, L46K1, L51K, L53K, L53K1, L55, L64, S12, S121, S21, S211, S22, S31, S31KP, S42, SML44, VC41V, ASU-1000B-3.5, ASU-1000C-3.5, ASU-1001, ASU-1002, ASU-1003, ASU-1005, ASU-1009, ASU-1010, ASU-1011, ASU-1012, ASU-1013, ASU-35-3, ASU-35CWD-2, ASU-35WL-10, ASU-35WSJ-7.5, ASU-36WL-10, ASU-64B, ASU-65B, ASU-67, UST-2265-2, UST-2266-5, UST-5024N-3.5, UST-5037P-3.5, UST-5039P-3.5, UST-5043P-3.5, UST-5044-3.5, UST-5045P-3.5, UST-5046-3.5, UST-5047-5, UST-52103, UST-52105, UST-52108, UST-52109, UST-52114P, UST-52124, UST-52127, UST-52129, UST-5226D-3.5/2, UST-5236D-2.5/2, UST-5242D-2.5/2, UST-5244-3.5, UST-5255-2.5, UST-5256-3.5, UST-5257-5, UST-5263D-2.5/2, UST-5265-2.5, UST-5266-3.5, UST-5267-5, UST-5268P-5, UST-5274-2.5, UST-5275-3.5, UST-5276-5, UST-5279-3.5, UST-5281-5, UST-5283-2.5, UST-5284-2.5, UST-5285-3.5, UST-5286-2.5, UST-5287-3.5, UST-5292-5, UST-5294-5, UST-5295, UST-5296, UST-5297, UST-5298, UST-5299, UST-533, UST-534, UST-535, UST-536, UST-5410, UST-5410H, UST-5411, UST-5412, UST-5413, UST-5415, UST-5417, UST-5419, UST-547, UST-5512U-7.5, UST-5514DTU-7.5, UST-5515-7.5, UST-5521L-7.5, UST-5523L-7.5, UST-5524-5, UST-5524-7.5, UST-5526L-7.5, UST-5531, UST-5534T-7.5, UST-5539-7.5, UST-5540P-7.5, UST-5542, UST-5543, UST-5545, UST-5546, UST-5548, UST-5551, UST-5561-7.5, UST-556T-7.5, UST-556TU-7.5, UST-567, UST-568, UST-5710-7.5, UST-5711-7.5, UST-5712, UST-5713T, UST-574T-7.5, UST-575-7.5, UST-576T-7.5, UST-577-7.5, UST-579T-7.5, UST-5818-5, UST-5819T-5, UST-657-5, UST-660-7.5, UST-665P-5, UST-667P-5, UST-670P-5, UST-675P, UST-676P, UST-677P, UST-9101-7.5, UST-9102-3.5, UST-9102U-3.5, UST-9103-5, UST-9104-5, UST-9111-5, UST-9112-5, UST-9113P-3.5, UST-9114-3.5, UST-9115-5, UST-9116P-5, UST-9118, UST-9119, UST-9120, UST-9121, UST-9123, UST-9124, UST-9125-7.5, UST-9126, UST-9127, UST-9128, UST-9130, UST-9132L, UST-9132T, UST-9133, UST-9135P, UST-9136, UST-9136U, UST-9137, UST-9145, UST-9146L, UST-9146T, UST-9147, UST-9148, UST-9149, UST-9151, UST-932-5, UST-932-7.5, UST-935N-5, UST-939-3.5, UST-939D-3.5, UST-943-3.5, UST-944B-3.5, UST-945B-5, UST-945BP-5, UST-952-5, UST-953P-5, UST-954-5, UST-957-7.5, UST-961-5, UST-961-7.5, UST-964P-5, UST-968P-5, UST-969-5, UST-970-7.5, UST-972-3.5, UST-974-5, UST-975-7.5, UST-977-5, UST-978-3.5, UST-979-3.5, UST-980-5, UST-980P-5, UST-981-5, UST-981P-5, UST-984-5, UST-984P-5, UST-985-7.5, UST-987-7.5,

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Hitachi	超声探头	未有指定系列	UST-988-2.5, UST-989-3.5, UST-989D-3.5, UST-990-5, UST-992-5, UST-994P-5, UST-995-7.5, UST-996P-5, UST-MC11-8731, EUP-B314, EUP-B512, EUP-B514, EUP-B712, EUP-B715, EUP-C321T, EUP-C511, EUP-C514, EUP-C516, EUP-C524, EUP-C532, EUP-C715, EUP-CV714, EUP-F334, EUP-F531, EUP-L34T, EUP-L52, EUP-L53, EUP-L53L, EUP-L53S, EUP-L54MA, EUP-L73S, EUP-L74M, EUP-L75, EUP-LS85, EUP-O33JA, EUP-O53T, EUP-O54J, EUP-O732T, EUP-S50A, EUP-S52, EUP-S63, EUP-S70, EUP-S72, EUP-S80, EUP-V53W, EUP-V73W, EUP-VV731
Mcube	膀胱扫描仪	Cubescan	BioCon-700 and BioCon-900
Medcom	腔内超声探头	BiopSee Bi Plane 经直肠超声探头	BIPL7.5/70/128, BIC6.5/10/128
Mindray	超声探头	未有指定系列	C5-1s, C5-1E, C5-1U, C5-2, C5-2s, C5-2E, C6-2E, C6-2Gs, C6-2GE, C7-3E, C11-3E, C11-3s, D7-2, D7-2E, D7-2s, D6-2, D6-2P, L7-3, L7-3s, L7-3E, L9-3U, L11-3U, L11-4, L11-4s, L12-3, L12-3E, L12-3s, L12-4, L12-4s, L14-6, L14-6s, L14-6P, L14-6N, L14-6Ns, L14-6NP, L14-6NE, L14-6WE, L14-6Ws, L14-6WU, LM14-6E, LM14-6s, LM16-4U, P4-2, P4-2s, P4-2E, P4-2NE, P10-4E, P10-4s, SC6-1U, SP5-1U, SP5-1s, SP5-1E, V11-3HU, V11-3U, 3C1, 3C1s, 3C1p, 10L24EA, 35C50EA, 35C50EB, 35C50EA, 35C50P, 65C15EAV, 65C15EA, 75L38EA, 75L38EB, 75L53EA, 75L60EA, 75L38P
	经食道超声探头	未有指定系列	P7-3T, P7-3TE
Philips*	超声探头	iU22	C8-4v (p/n 4535611 7292x where x is 3 or greater and p/n 4535612 8750x where x is 2 or greater)
		HD15	
		HD11 XE	
		HD9	
		HD7 XE	
		HD7	
		HD6	
		HD5	
	腔内超声探头	CX50	C9-3v
		Sparq	
		CX30	
		EPIQ	
		HD15	
		HD11 XE	BP10-5ec
		EPIQ	
		Affinity 50	
		Affinity 70	
		EPIQ7	C9-4v
		EPIQ5	
		Affinity 50	
		Affinity 70	
		CX50	

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips*	腔内超声探头	EPIQ7	C10-3v
		EPIQ5	
		iU22	
		Affinity 70	
		CX50	
	皮肤表面探头	EPIQ7	S5-1
		EPIQ5	
		Affinity70	
		CX50	
		iU22	
		iE33	S12-4
		Sparq	
		EPIQ7	
		EPIQ5	
		Affinity70	
		Affinity50	
		iE33	
		HD5	
		HD15	
		HD11	
		CX50	
		HD11 XE	
		未有指定系列	3D6-2
			3D8-4
	腔内超声探头	HD11	3D9-3v
		HD15	
		iU22	
		ClearVue	
		EPIQ	
		Affinity	7.5 MHz
		iU22	
		Sparq	C8-4v
		Affinity	
	皮肤表面探头	CX30	C6-2 Compact
		Sparq	
		Affinity	
		Sparq	C6-3

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips*	皮肤表面探头	CX30	C8-5 Compact
		CX50	
		Affinity	
		EPIQ	
		iE33/iU22	X3-1
		EPIQ7/iE33	X5-1
		EPIQ7/iE33/iU22	X7-2
		CX50	C5-1
		EPIQ7	
		QPIQ5	
		Affinity 70	
		iU22	
		iE33	
		HD15	
		ClearVue	C5-2
		Lumify	
		Xperius	
		iE33	
		iU22	
		HD15	
		HD11 XE	
		HD11	
		HD9	
		HD7 XE	
		HD7	
		HD6	
		HD5	
		EPIQ	C9-2
		CX50	C9-4
		未有指定系列	C9-3io
	腔内超声探头	iE33	C9-4v
		EPIQ7	
		EPIQ5	
		Affinity50	
		Affinity70	
		CX50	
		CX50	C9-4ec
		EPIQ	C9-4v Compact

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips*	腔内超声探头	CX50	C9-5ec
	皮肤表面探头	EPIQ7	C8-5
		EPIQ5	
		Affinity 70	
		Affinity 50	
		iE33	
		iU22	
		HD7 XE	
		HD11 XE	
		HD9	
		HD11	
		HD15	
		CX30	
		CX50	
		Sparq	
	腔内超声探头	EPIQ	C10-4ec
	皮肤表面探头	iE33	L8-4
		iU22	
		HD11 XE	
		CX50	
		iE33	L9-3
		iU22	
		HD15	
		HD9	
		HD11 XE	
		CX50	
		未有指定系列	L10-4lap
		CX50	L11-3
		iE33	

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips*	皮肤表面探头	HD5	L12-3
		HD6	
		HD7	
		HD11	
		HD15	
		Affinity	
		CX50	
		EPIQ	
		Lumify	L12-4
		Xperius	
		ClearVue	
		CX30	L12-4 Compact
		Sparq	
		CX50	
		Affinity	
		Sparq	L12-5
		CX50	L12-5 Compact
		Affinity	
		EPIQ	
		iU22	L17-5
		iU22	L18-5
		Sparq	L15-7/10
		EPIQ7	
		EPIQ5	
		Affinity 70	
		Affinity 50	
		iE33	
		iU22	
		HD11	
		HD15	
		CX30	
		CX50	
	经食道超声探头	iE33	T6207

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips*	经食道超声探头	iE33	D2cwc
		EPIQ7	
		EPIQ5	
		iU22	
		CX50	
		HD11	
		HD9	
		HD15	
		HD11 XE	
	超声探头	未有指定系列	D5cwc
	经食道超声探头	未有指定系列	X8-2t, X8-2ti
		EPIQ7	D2tcd
		EPIQ5	
		iE33	
		iU22	
		HD11 XE	
		EPIQ7	S8-3
		EPIQ5	
		Affinity50	
		Affinity70	
		CX30	
		CX50	
		iE33	
		iU22	
		HD11	
		HD11 XE	
		HD15	
	皮肤表面探头	iU22	S3-1
		iU22	S4-1
		ClearVue	
		Lumify	
		iU22	S4-2
		CX30	S4-2 Compact
		Sparq	
		Affinity	
		Affinity	S5-1
		EPIQ	

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips*	皮肤表面探头	iU22	S5-2
		iU22	S8
		CX30	S8-3 Compact
		CX50	
		HD5	
		Affinity	
		EPIQ	
	经食道超声探头	未有指定系列	S8-3t
			S6-2mpt
		iE33	S7-2t
		iU22	
		HD15	
		HD11 XE	
		HD11	
		HD9	
		HD7 XE	
		HD7	
		HD6	
		HD5	
		iE33	S7-2 Omni (21778A)
		iU22	
		HD15	
		HD11 XE	
		HD11	
		HD9	
		HD7 XE	
		HD7	
		HD6	
		HD5	
		未有指定系列	S7-3t
		HD5	S12
	皮肤表面探头	Affinity	S12-4 Compact
		EPIQ	
	经食道超声探头	iE33	T6H/21378A OMNI III
		HD11 XE	
		HD7 XE	

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Philips*	皮肤表面探头	HD11 XE	V6-2
		HD15	
		HD5	
		iU22	
		Affinity	
		ClearVue	
		EPIQ	
		iU22	V8-4
		iU22	VL13-5
		EPIQ	X6-1
	笔形超声探头	未有指定系列	1.9MHz CW
			5.0MHz CW
			5.0MHz CW Pencil
	经食道超声探头	EPIQ7	X7-2t
		EPIQ5	
		Affinity70	
		iE33	
		CX50	
		Sparq	
Samsung*	超声探头	未有指定系列	C2-8ED
	皮肤表面探头		CA1-7A, C2-6IC, CA2-8A, CF2-8, CA2-8AD, L5-13IS, L7-16IS, LA3-16AI, L3-12A, LA3-14AD, L5-13/50, CV1-8A, CV1-8AD, 3DC-6EN, CA2-9A, CA2-9AD, CA1-7AD, CA2-6BM, L3-8ED, LS6-15, LA3-14AD, LA3-14A, PA1-5A, PA1-5AD, SP3-8, CA3-10A
	腔内超声探头		ER4-9/10ED, EV4-9/10ED, V5-9, 3D4-9ES, EVN4-9/10ED, 3D4-9ES, EV3-10B, EVN4-9, EC4-9CD, VR5-9, E3-12A, EA2-11B
Siemens*	皮肤表面探头	Acuson Antares	CH4-1, CH6-2, CW2, PH4-1
	腔内超声探头		EC9-4
	皮肤表面探头	Acuson CV70	3V2c, 7V3c, CW2, CW5
		Acuson Cypress	3V2c, 4C1, 7V3c, Aux CW
		Acuson S1000	4V1c, 4C1, 4V1, 6C2, 8V3, CW2, CW5
	腔内超声探头		EC9-4, EV-8C4
	皮肤表面探头	Acuson S2000	4V1c, 4C1, 4V1, 4V1c, 6C2, 8V3, CW2, CW5
	腔内超声探头		EC9-4, EV-8C4
	超声探头	Acuson SC2000 Prime	4V1c, 8V3, AUX CW, CW2
		Acuson S3000	4C1, 4V1, 4V1c, 6C2, 8V3, CW2, CW5, EC9-4, EV-8C4
		Acuson SC2000	4V1c, 8V3, CW2

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Siemens*	超声探头	Acuson Sequoia	EV-8C4
	皮肤表面探头		15L8, 3V2C, 4C1, 4V1/4V1c, 5V2c, 6C2, 6L3, 7V3c, 8C4, 8L5, 8L5T, 8V3c, 8V5, Aux CW
	腔内超声探头		EC-10C5
	超声探头	Acuson X700	4C1, 4V1c, 6C2, CW2, CW5, P8-4, VF16-5
	皮肤表面探头	Acuson X150	EV9-4
	腔内超声探头		CH5-2, P4-2, P8-4
	腔内超声探头		EC9-4
	超声探头	Acuson X300	CH5-2, CW2, CW5, EC9-4, EV9-4, P4-2, P8-4
		Acuson X300PE	CH5-2, CW2, CW5, EC9-4, EV9-4, P4-2, P8-4
		Acuson X500	CW2, CW5, EC9-4
		Sonoline G20	EC9-4
		Sonoline G40	CH5-2, EC9-4, EV9-4, P4-2
		Sonoline G50/G60	CW2, CW5, EC9-4
	经食道超声探头	Acuson Cypress	V5Ms (SN 327xxxxx & 328xxxxx)
		Acuson S1000	V5Ms (SN 327xxxxx & 328xxxxx)
		Acuson S2000	V5Ms (SN 327xxxxx & 328xxxxx)
		Acuson S3000	V5Ms (SN 327xxxxx & 328xxxxx)
		Acuson SC2000	V5Ms (SN 327xxxxx & 328xxxxx)
		Acuson SC2000 Prime	V5Ms (- SN 327XXXXX)
		Acuson SC2000 Prime	V5Ms (SN 328XXXXX -)
		Acuson Sequoia	V5Ms (SN 327xxxxx & 328xxxxx)
		Acuson X300PE	V5Ms (SN 327xxxxx & 328xxxxx)
		Acuson X700	V5Ms (SN 327xxxxx & 328xxxxx)
		Acuson SC2000	Z6Ms
SonoScape*	超声探头	E30系列 (E30/ E30 Pro/ E30 Exp/ E30S/ E30 Plus/ E30VO/ E29)	VC2-9A, VC2-9, VE3-10, VC6-2, VC8-3, VC311, VE9-5, VL12-5, VC6-2, EC2, EC9-5, 5V1, 6V1, 6V3, 6V4, 6V5, BCC9-4, BCC9-5, BCL10-5, 6V-A, 6V1A, 6V2A, 6V3A, 6V7, 8V-A, 6CT4, C3-10V, 2P1, 5P1, 10L1, C311, C321, C343, C344, C351, C352, C361, C362, C511, C521, C541, C542, C543, C611, C612, C721, L541, L561V, L662V, L741, L741V, L742, L743, L745, L746, L751, L752, L761V, L744, C312, C322, C345, C353, C354, C544, C613, C5-1, 3C-A, C1-6, 2P2, 3P1, 3P-A, 4P-A, 4P-B, 5P2, 7P-A, 7P-B, 8P1, 12P-A, 12P-B, P5-1, 3C-B, 9L-A, 13L-A, 18L-A, S1-5, C1-6A, C2-9, 12L-A, 12L-B, ML3-18, C9-5

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Sonosite Fujifilm	便携式超声系统	FC1-系统	Powerplug
		M-Turbo-系统	M-Turbo-System
			M-Turbo-TTC
			Foot Paddle
			Powerplug
			Mini-Dock
		NanoMaxx-系统	NanoMaxx-System
			Dock
			Powerplug
		M Turbo M-OB/GYN Office	(System & Dock)
		未有指定系列	Micro Maxx
		未有指定系列	TITAN
Sonosite Fujifilm	超声探头	未有指定系列	SLT
	皮肤表面探头	未有指定系列	P11x
			L52/L52e - Vet Only
	超声探头	Edge-系统	P11x2
		Edge II-系统	P11x2
		S-系统	P11x2
		SII-系统	P11x2
		M-Turbo-系统	P11x2
		未有指定系列	D2/D2x
	超声系统	iViz系统	iViz System
			Protective Cover
	超声单元	Edge-系统	Edge-TTC
			Powerplug
			Mini-Dock
		Edge II-系统	Edge II-System
			Edge-TTC
			Powerplug
			Mini-Dock
		S-系统	S-System
			S-Series-TTC
			Powerplug
		SII-系统	SII-System
			Powerplug
	超声单元系统	X-Porte-系统	Powerplug
	经食道超声探头	未有指定系列	TEExi Transducer

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Canon (Toshiba)	超声探头	Aplio & Viamo系列	PLT-308P, PVT-770RT, PLT-705BTF/705BTH, PST25ST/50BT, PVT712BT, PST-25BT, PST-30BT, PLT-704SBT, , PLT704ST, PLT-1204ST, PVT-375ST
	笔形超声探头		PC-20M, PC-50M
	经食道超声探头		PET-508MA, PET-512MA/512MC, PET511BTM
	腔内超声探头		PVT-661VT, PVT-781VT, PVT-781VTE, PVL-715RST, PVT-770RT, PVT-781VT, PVT-681MV
	皮肤表面探头		PVT-674BT, PLT-705BTH, PVT375ST *, PVT-7350BTP, PLT-1204BX, PLT-704SBT/705BT/1005BT, PLT704ST, PLT1204ST, PVT375ST, PST-25SX, PST-65AT, PLT1204ST, PLT-1204MV, PVT-375MV/382MV/675MV/675MVL, PST25ST, PST50BT, PST-30BT, PVT-375BT, PVT-375SC, PVT-382BT, PVT712BT, PLT-604AT, PLT-704AT, PLT-805AT, PLT-1204BT, PLT-1204BX, PLT-705BT, PLT-1005BT, PVT-647BT, PST-25ST/50BT, PVT-712BT, PST-25BT/50AT/65AT
	术中超声探头		PVT-745BTF, PVT-745BTH, PLT-705BTF, PVT-745BTV, PVT-745BTF/745BTH, PVT-745BTV, PLT-1202S
	线形超声探头		PLT-308P
	术中超声探头	Nemio & Famio系列	PVF-738F/738H/745V
			PLG-506M/805S
	皮肤表面探头		PVG-366M/381M/681S/720S, PLQ-703A/805A/1203A, PVQ-375A/381A, PVQ-662A/674A
	腔内超声探头		PVG-600S/601V/630V, PVQ-641V
	皮肤表面探头		PLM-503AT/703AT/805AT
			PLM-1204AT
	术中超声探头		PLM-1202S
	皮肤表面探头		PVF-381MT, PVF-575AT
	腔内超声探头		PVF-620ST
	超声探头		PVM-375AR
	皮肤表面探头		PVM-381AT
	腔内超声探头		PVM-620ST, PVM-621VT
			PVM-651VT
	皮肤表面探头		PVM-656AT, PVM-662AT, PVM-672AT
			PSM-20CT/25AT/30BT
	超声探头		PVM-656A
	术中超声探头		PVF-738F*, PVF-738H*, PVF-745V*, PLG-308P, PLM-1202S
	腔内超声探头		PVG-600S*, PVG-601V*, PVG-630V*, PVM-651VT, PVM-740RT, PVL-715R, PVL-715RT, PVQ-641V, PVF-3620ST
	腹腔镜探头		PVM-787LA
	皮肤表面探头		SMA-736SA, PC-50V, PVG-366M*, PVG-381M*, PVG-681S*, PLF-308P, PLM-1204AT, PVF-381MT, PSM-37AT, PSM-70AT, PVF-575AT, PVQ-375A, PVQ-674A, PVM-375AT, PSM-37CT, PSM-50AT, PLG-506M*, PLG-805S*, PLQ-703A, PLQ-805A, PLQ-1203A, PLM-503AT, PLM-703AT, PLM-805AT, PSM-20CT, PSM-30BT
	笔形超声探头		PC-19M

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统与超声设备的兼容性

制造商	器械类型	器械系列	型号
Canon (Toshiba)	皮肤表面探头	Xario系列	PSU-25BT/30BT & PVU-375BT/382BT
			PSU-50BT & PVU712BT
			PLU-704BT
			PVU-745BTV
			PVU-745BTF/745BTH/770ST
	腔内超声探头		PVL-715RS
	皮肤表面探头		PVU-674BT & PLU-1005BT, PVU-781VT/ 781VTE
	腔内超声探头		PVU-781VT
	皮肤表面探头		PLU-1204BT
	皮肤表面探头		PVU-745BTV, PVU-745BTF, PVU-745BTH, PVU-681MVL, PVU-375BT, PVU-382BT, PSU-50BT, PSU-25BT, PSU-30BT, PSU-70BT, PVU712BT, PLU-704BT
	腔内超声探头		PVU-770ST
	经食道超声探头	Aplio & Viamo系列	PET-508MA, PET-512MA, PET-512MC, PET511BTM

* 与雀艾斯达®消毒液 - Trio擦拭巾系统中的杀芽孢擦拭巾兼容。

声明:材料兼容性测试采用擦拭和浸泡2种方式。被测材料使用不同的检测周期。

如需更多信息, 请电邮至888@tristel.com与我们联系。

Tristel™ 雀艾斯达™

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Val-1143-1 - April 2020

如需更多Tristel专利信息, 请访问: <http://www.our-patents.info/tristel>

制造商: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

在华责任单位: 雀艾斯达医疗器械(上海)有限公司
上海市黄浦区淡水路277号二层203室
电话 +86 (21) 8016 2555 - 邮箱 888@tristel.com

关注微信公众号
获取更多信息
并可更新培训证书

